
### Artefactos en EEG

John Fredy Ochoa


#### 1. Parpadeo:

 Para el rechazo se suele utilizar un umbral como criterio, aunque si hay variaciones de la línea de base puede que el artefacto no sea detectado

 Otra alternativa es hacer una medición del voltaje pico a pico




 Se recomienda solicitarle al sujeto que genere algunos movimientos y parpadeos antes del registro



### 2. Movimiento de los ojos:

Suelen desaparecer con el filtro pasa-bajas



#### 3. Desplazamientos lentos de voltaje


 Debidos a cambios en la impedancia de la piel o ajuste de los electrodos

 También se presentan por pequeños voltajes entre las capas de la piel

 La mejor manera de reducir este artefacto es con la reducción de la impedancia de la piel antes del registro: A mayor impedancia inicial mayor efecto del sudor

 Se recomienda usar un filtro pasa-altas durante el registro

- Los desplazamientos lentos del voltaje pueden saturar el amplificador o el conversor
- Esto puede cambiar de canal en canal



#### 4. Ondas Alfa:

 Pueden estar relacionadas con el nivel de cansancio de los sujetos

 Se pueden calcular espectralmente y rechazar de acuerdo a un umbral en frecuencia


#### 5. Actividad muscular y cardiaca:


 El EMG se atenúa con el filtro pasa-bajas y con la relajación de los músculos del cuello (usando algún mecanismo para ayudar a sostener la cabeza).


 Se puede buscar espectralmente aquellos valores por encima de los 100 Hz


 El EKG suele ser capturado, con una polaridad invertida, por los mastoides (cuando son usados como referencia).

 En principio tiene poca influencia sobre el análisis del registro.









# Rechazo y corrección

## Rechazo y corrección

- Rechazo: Eliminar las épocas con artefactos
- Corrección: Estimar el artefacto y eliminar la contribución del artefacto al registro

Se debe usar la misma estrategía de manejo de artefactos entre grupos

Axioma de Hansen: No hay substituto para los buenos datos